

高通量即時螢光定量 PCR 系統



儀器中文名稱：高通量即時螢光定量 PCR 系統

儀器英文名稱：LightCycler 480 System

廠牌：Roche

型號：LightCycler 480 System

配備：384-well

儀器用途：

- Multiplex Gene Quantitation
- SMPs Detection
- GMO Detection
- Pathogens Quantitation

儀器位置：生技所 R403 (生技館，台北市長興街 81 號 4 樓)。

管理者：林劭品教授(生技所 R403)

聯絡人：游芷芸 (生技所 R403)

電話：33666006

電子郵件信箱：d01642006@ntu.edu.tw

服務對象與收費標準：

	公告費用	生農學院師生優待 費用(五折)	臺大校內非生農學 院同仁	非臺大人士
LC480 使用費	300/h	150/h	300/h	600/h

備註： 1.公告費用為自行操作費用，不提供委託服務，使用疑問可免費諮詢。

2.開放使用時間：週一至週五 8:30-17:00。

樣本製備(條件)：無

注意事項：

1. 預定使用前一天，請先至[共同儀器中心預約系統](#)預約，每次登記使用以 1-3 小時為原則，並依照使用規則進行操作，使用完畢請在記錄表上簽名。
2. 本儀器限使用 Roche 原廠反應盤。
3. 請自備耗材
4. 若有人為損壞應負賠償責任。

其他備註事項：

預約使用本儀器前請詳閱使用注意事項、[儀器使用規範與簡易操作手冊](#)（LC480 螢光定量 PCR 操作說明），**初次使用者請先告知負責人員。**